



Manuel d'Utilisation Référence 4811

V04022021

Balance Numérique Electronique

La pesée de la balance est rapide et précise. Elle est largement utilisée dans l'emballage industriel, l'agro-alimentaire et d'autres activités commerciales grâce à sa fiabilité, sa facilité d'utilisation, sa faible consommation d'énergie et sa durabilité.

Spécifications techniques

Température de travail : 0 ~ 40°C Humidité ambiante : <85%

Écran LCD 5 chiffres.

Dimension du plateau de pesée : 235x178mm

Alimentation : adaptateur AC220V / DC6V ou deux piles 1,5V

REF	UNITE	MAX POIDS	MIN.POIDS	DIVISION
4811	g	5000	40	2

Fonctions des touches

- **ON / TARE** :1) Appuyez sur la touche pour allumer la balance et démarrer le processus de pesée. Tare ; Appuyez à nouveau sur la touche pour effacer l'affichage et remettre l'écran à zéro.
- **OFF** : Appuyez sur la touche pour arrêter la balance.
- **MODE** :1) Touche pour changer les unités. Appuyez sur la touche pour sélectionner séquentiellement catty, **lb** et **kg** pendant qu'elle est déverrouillée. 2) Maintenez ' **MODE**' pendant 8 secondes pour verrouiller ('off') et déverrouiller ('on') la touche MODE.

Fonctionnement

- Ajustez les 4 vis inférieures des pieds et vérifiez le bon équilibre de la balance grâce au niveau.
- Branchez le bloc d'alimentation ou installez les piles, appuyez sur la touche « **ON/TARE** » pour démarrer la balance, attendez que « **8.8.8.8.8** » s'affiche sur l'écran LCD pour l'auto-test de la balance. L'écran LCD affiche alors zéro et est prêt pour l'opération de pesée.
- Placez le poids sur le plateau de pesée, l'écran LCD indiquera la valeur de pesée du poids.

Avertissements

- Si vous utilisez les piles pour l'alimentation, vous devez remplacer les piles lorsque l'écran LCD clignote « Lo ».
- La balance coupera l'alimentation si elle est en veille pendant 8 minutes.
- Retirez les piles si la balance ne fonctionne pas pendant une longue période.
- Les balances fonctionnent sur batterie ou sur secteur. Veuillez -vous assurer que vous n'utilisez pas la batterie et l'alimentation secteur en même temps.



- Gardez toujours la balance au sec et être couverte après utilisation. La balance peut être nettoyée avec un chiffon doux et un détergent doux. Gardez la balance propre pour assurer le fonctionnement normal.

- Gardez la balance à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur, des flammes et de l'humidité élevée.